

Konf



It starts with the development of solutions for LLLT

最適用於動物的低能量雷射治療






治療項目

- 傷口癒合，感染，發炎
- 疼痛治療，扭傷 / 骨折
- 關節炎，肌腱炎
- 雷射針灸

- 雷射模組：專利半導體雷射模組
- 波長功率：DX61: 660nm/150mW
DX62: 635nm/220mW (特殊規格)
DX82: 808nm/250mW
DX84: 808nm/460mW
- 操作功能：可調整時間 1~999s，參考用焦耳值 J (Joule) 與時間同步連動顯示
- 顯示功能：開始療程時，時間以倒數顯示，焦耳值以累計顯示；電池電力顯示
- 電源供應：專用鋰充電電池 800mAh
- 外殼材質：SUS303 抗菌不銹鋼





治療項目

- 傷口癒合，感染，發炎
- 疼痛治療，扭傷 / 骨折
- 關節炎，肌腱炎

- 專為**大面積照射**所設計之雷射治療系統
- 主機輕巧好移動，機械連桿總長80cm，照射器可做各種方向之調整，方便治療
- 藍色高亮度LED顯示治療時間(1~60分鐘))
- 雷射模組數量：20組
- 照射器面積：314cm²
- 雷射頭樣式：雷射二極體 (Laser Diode)
- 總功率：2,000mW



型號	適用治療	雷射模組				總功率
		波長及功率				
		635 nm	660 nm	780 nm	808 nm	
		100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	
emLas-900B	傷口癒合		20			2,000 mW
emLas-900C	疼痛治療		1	19		
emLas-900D	疼痛治療		1		19	
emLas-900E	傷口癒合	20				
emLas-900F	傷口癒合，疼痛治療		10	10		
emLas-900G	傷口癒合，疼痛治療		10		10	
emLas-900H	疼痛治療		1	9	10	



治療項目

- 傷口癒合，感染，發炎
- 疼痛治療，扭傷 / 骨折
- 關節炎，肌腱炎

- 專為**中小面積照射**所設計之雷射治療系統
- 充電電池供電，無線式操作，輕巧易施作
- 藍色高亮度LED顯示治療時間(1~60分鐘)

- 雷射模組數量：5組
- 照射器面積：32cm²
- 雷射頭樣式：雷射二極體 (Laser Diode)
- 總功率：500 ~ 700mW



型號	適用治療	雷射模組			總功率
		波長及功率			
		660 nm 100 mW	780 nm 100 mW	808 nm 140 mW	
emLas-650B	傷口癒合	5			500 mW
emLas-650C	疼痛治療		5		500 mW
emLas-650D	疼痛治療			5	700 mW
emLas-650E	傷口癒合，疼痛治療	4	1		500 mW
emLas-650F	傷口癒合，疼痛治療	4		1	540 mW
emLas-650G	疼痛治療	1	4		500 mW
emLas-650H	疼痛治療	1		4	660 mW



治療項目

- 疼痛治療，扭傷 / 骨折
- 關節炎，肌腱炎

- 桌上型主機，可驅動10組雷射輸出
- 使用二極體雷射，有多種波長及輸出功率可選購
- 採用數位控制頻道、時間、頻率(pulse)等治療參數
- 多種雷射模組可選購

- 雷射模組數量：最大 10組
- 雷射頭樣式：雷射二極體 (Laser Diode)
- 總功率：1,100mW



型號	適用治療	雷射模組			
		束帶雷射			手持雷射
		波長及功率			波長及功率
Aculus-		660 nm 80 mW	780 nm 80 mW	808 nm 80 mW	808 nm 460 mW
AM-100W681	傷口癒合，疼痛治療	8			1
AM-100W781	疼痛治療		8		1
AM-100W881	疼痛治療			8	1



康禾股份有限公司
221 新北市汐止區
新台五路一段77號12樓之7

 **Konf** *The True Medicine*

www.konftec.com

電話: 886-2-8698-2148

傳真: 886-2-8698-2149

email: info@konftec.com

© 2015 康禾股份有限公司 版權所有

BVET-6P-50401C